



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

PHOTO EPILATOR

ФОТОЕПІЛЯТОР



ARHIMED

IPL PRO

model

Зміст

Технічні характеристики.....	1
Комплектація	2
Призначення приладу.....	3
Протипоказання.....	4
Знайомство з приладом.....	5
Підготовка до процедури.....	6
Проведення процедури.....	7
Графік процедур.....	8
Догляд після процедури.....	9
Очищення та зберігання.....	10
Гарантія та сервіс.....	11

Вступ

Дякуємо, що обрали фотоепілятор ARHIMED IPL PRO.

Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Дотримання рекомендацій допоможе забезпечити правильну роботу приладу, комфорт під час процедури та знизити ризик небажаних реакцій шкіри.

Фотоепілятор ARHIMED IPL PRO призначений для домашнього використання та поступового зменшення росту небажаного волосся за допомогою технології інтенсивного імпульсного світла — IPL.

Результат залежить від індивідуальних особливостей

користувача: тону шкіри, кольору волосся, гормонального фону, регулярності процедур та правильності використання приладу.

1 Технічні характеристики

Параметр	Значення
Технологія	IPL (Intense Pulsed Light) — інтенсивне імпульсне світло
Енергія імпульсу	8 Дж/см ²
Площа спалаху	3,8 см ²
Ресурс лампи	999 999 спалахів
Тип лампи	Кварцова (ефективність у 3 рази вища порівняно зі звичайною)
Кількість рівнів інтенсивності	5
Режими роботи	Ручний, автоматичний (ковзний)

Живлення	Від мережі 220 В, 50 Гц
Дисплей	LED-екран
Датчики	сенсор контакту зі шкірою
Захист	UV-фільтр, захист від випадкового спалаху
Охолодження	Вбудована система вентиляції

2 Комплектація

Перед використанням перевірте наявність усіх складових у комплекті:



Якщо будь-який елемент відсутній або пошкоджений, не використовуйте прилад і зверніться до продавця або сервісної підтримки.

3 Призначення приладу

ARHIMED IPL PRO призначений для зменшення росту небажаного волосся на тілі та окремих ділянках обличчя нижче лінії вилиць.

Прилад можна використовувати на таких ділянках:

- ноги;
- руки;
- пахви;
- зона бікіні, окрім слизових і геніталій;
- живіт;
- спина;
- щоки, підборіддя, зона над верхньою губою — з дотриманням правил для обличчя.

Прилад не призначений для лікування шкірних захворювань, косметологічних процедур іншого типу або використання на тваринах.

► Як працює IPL

Технологія IPL використовує світлові імпульси, які поглинаються меланіном у волосині. Світлова енергія перетворюється на тепло та впливає на волосяний фолікул, поступово зменшуючи активність росту волосся.

Прилад оснащений кварцовою лампою, яка в 3 рази ефективніша за звичайну, та UV-фільтром, що блокує шкідливе ультрафіолетове випромінювання, роблячи процедуру безпечною для шкіри.

Найкращий результат досягається на світлій шкірі з темним волоссям. На дуже світлому, сивому, рудому або пушковому волоссі ефективність може бути низькою або відсутньою.

Волосся не випадає одразу після процедури. Це нормальний процес: оброблене волосся випадає природним шляхом протягом 1–3 тижнів після сеансу.

Поступове зменшення кількості волосся є ознакою правильної роботи приладу.

► Кому підходить прилад

Перед використанням визначте свій тон шкіри та колір волосся за таблицею.

Тип Шкіри Волосся	 1	 2	 3	 4	 5	 6
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Прилад зазвичай підходить для:

- світлої та середньої шкіри;
- чорного, темно-каштанового, каштанового або темно-русявого волосся.

Прилад не підходить для:

- дуже темної шкіри;
- сивого, білого, дуже світлого або рудого волосся;
- ділянок із татуваннями, темними родимками або пігментними плямами.

Якщо ви не впевнені, чи підходить вам прилад, зверніться до лікаря або спеціаліста.

4 Протипоказання

Не використовуйте прилад, якщо:

- ви вагітні або годуєте грудьми;
- вам менше 18 років;
- у вас є епілепсія або підвищена чутливість до світлових спалахів;
- у вас є онкологічні захворювання або передракові зміни шкіри;
- ви маєте активні шкірні захворювання, висип, герпес, дерматит, псоріаз, екзему;
- шкіра в зоні обробки пошкоджена, подразнена, обгоріла або запалена;
- ви нещодавно засмагали або відвідували солярій (зачекайте щонайменше 14 днів після останньої засмаги);
- ви приймаєте препарати, які підвищують чутливість до світла (фотосенсибілізатори);
- у вас є порушення згортання крові або тяжкі хронічні захворювання;
- у зоні обробки є татуювання, перманентний макіяж, темні родимки, бородавки, великі пігментні плями;

- у вас є електронні імплантовані пристрої, зокрема кардіостимулятор.

Перед використанням приладу проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є хронічні захворювання, схильність до алергічних реакцій або ви проходите медикаментозне лікування.

Заборонені ділянки

Не використовуйте прилад на таких ділянках:

- повіки, брови, зона навколо очей;
- лоб і зона вище лінії вилиць;
- слизові оболонки;
- внутрішня частина носа та вух;
- соски й ареоли;
- геніталії та анальна зона;
- татуювання та перманентний макіяж;
- темні родимки, бородавки, великі пігментні плями;
- пошкоджена, подразнена, інфікована або обгоріла шкіра;
- ділянки, де ви не плануєте довготривале зменшення росту волосся.

5 Знайомство з приладом

► Основні елементи

1. Світлове вікно (3,8 см²) — робоча поверхня, через яку подається світловий імпульс. Має бути щільно притиснута до шкіри.
2. LED-дисплей — відображає рівень інтенсивності, режим роботи, кількість спалахів та індикатори стану.
3. Кнопка живлення — увімкнення/вимкнення приладу (утримувати приблизно 2 секунди).
4. Кнопка спалаху — активація імпульсу в ручному режимі; утримання для переходу в автоматичний режим.
5. Кнопка регулювання інтенсивності — збільшення/зменшення рівня потужності (1–5).
6. Сенсор контакту зі шкірою — блокує спалах, якщо світлове вікно недостатньо щільно притиснуте до шкіри.
7. Датчик відтінку шкіри — аналізує тон шкіри в зоні контакту; якщо тон занадто темний для безпечної процедури, спалах блокується.
8. Адаптер живлення — під'єднується до роз'єму на корпусі приладу.



▶ Індикатори LED-дисплея

Індикатор	Значення
Цифра (1–5)	Поточний рівень інтенсивності
Символ «.:»	Активовано автоматичний режим
Миготливий індикатор спалаху	Прилад готовий до спалаху
Постійне світіння індикатора спалаху	Спалах виконано
Індикатор помилки	Відсутній контакт зі шкірою або тон шкіри не підходить
Лічильник на дисплеї	Залишок доступних спалахів (999 999 – 0)

► Вибір рівня інтенсивності

Прилад має 5 рівнів інтенсивності.

Починайте з мінімального рівня, особливо під час першого використання або обробки чутливих зон.

Орієнтовні рекомендації:

- Рівень 1–2 — для чутливих ділянок або першого використання.
- Рівень 2–3 — для середньої чутливості.
- Рівень 4–5 — лише для світлої шкіри з темним волоссям за умови відсутності дискомфорту.

Процедура не повинна бути болючою. Якщо ви відчуваєте сильне печіння або біль, зменште рівень або припиніть використання.

► Ручний режим

Ручний режим підходить для невеликих або точних зон:

- пахви;
- коліна;
- зона над верхньою губою;
- підборіддя;
- окремі ділянки обличчя нижче лінії вилиць.

У ручному режимі кожен спалах виконується окремим натисканням кнопки.

Автоматичний режим

Автоматичний режим підходить для великих зон:

- ноги;
- руки;
- спина;
- живіт.

Для активації автоматичного режиму натисніть і утримуйте кнопку спалаху до появи символу «:•.» на LED-дисплеї.

Повільно переміщуйте прилад по шкірі безперервним ковзним рухом. Спалахи виконуватимуться автоматично через рівні проміжки часу.

Для вимкнення автоматичного режиму затисніть кнопку спалаху.

6

Підготовка до процедури

Перед процедурою:

- Поголїть волосся звичайною бритвою. Це обов'язково: волосся на поверхні шкіри може спричинити опік і неприємний запах під час спалаху.
- Очистіть шкіру від косметики, кремів, олій, дезодорантів і парфумів.
- Повністю висушіть шкіру.
- Одягніть захисні окуляри.
- Переконайтеся, що світлове вікно приладу чисте.

Важливо: не використовуйте віск, пінцет або епілятор перед IPL-процедурою, оскільки волоссяний фолікул має залишатися в шкірі.

Єдиний дозволений спосіб видалення волосся перед процедурою — гоління бритвою.

Додатково: уникайте засмаги (природної та солярію) щонайменше 14 днів до процедури. Засмагла шкіра містить більше меланіну, що підвищує ризик опіку.

7 Проведення процедури

1. Під'єднайте адаптер живлення до приладу.
2. Увімкніть адаптер у розетку.
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 2 секунди. На LED-дисплеї з'явиться поточний рівень інтенсивності.
4. Оберіть потрібний рівень інтенсивності кнопками регулювання.
5. Щільно прикладіть світлове вікно до шкіри під кутом 90°. Переконайтеся, що сенсор контакту активовано — на дисплеї з'явиться індикатор готовності до спалаху.
6. Натисніть кнопку спалаху. Ви побачите яскравий спалах і відчуєте легке тепло.
7. Перемістіть прилад на наступну ділянку, трохи перекриваючи попередню зону.
8. Не обробляйте одну й ту саму ділянку кілька разів за одну процедуру.

Важливо: якщо спалах не відбувається, перевірте, чи достатньо щільно притиснуте світлове вікно до шкіри, і чи не блокує датчик відтінку шкіри процедуру.

8 Графік процедур

Для досягнення найкращого результату дотримуйтеся графіка.

На початку курсу (1–3 місяць):

- **2–3 рази на тиждень.**

Після зменшення росту волосся (3–5 місяць):

- **1–2 рази на тиждень або за потреби.**

Для підтримки результату (після 5 місяця):

- **1 раз на 2–4 тижні залежно від індивідуального росту волосся.**

Не використовуйте прилад щодня на одній і тій самій ділянці.

Волосся потребує часу, щоб пройти цикл росту, і надто часті процедури не прискорять результат.

9 Догляд після процедури

Після процедури:

- За потреби нанесіть заспокійливий засіб, наприклад гель алое вера.
- Не використовуйте скраби, кислоти (АНА, ВНА), ретинол, спиртовмісні засоби та освітлювальну косметику протягом

24 годин.

- Уникайте гарячої ванни, сауни, басейну та інтенсивного спорту протягом 24 годин.
- Уникайте прямого сонця щонайменше 48 годин.
- Якщо уникнути сонця неможливо, використовуйте сонцезахисний засіб SPF 30 або вище.

Після процедури можуть спостерігатися такі реакції. Це нормально і не потребує припинення використання:

- Легке почервоніння шкіри — минає протягом кількох годин.
- Відчуття тепла або легкого пощипування — нормальна реакція на світловий імпульс.
- Запах горілого волосся — свідчить про те, що волосся було недостатньо ретельно поголене. Наступного разу поголіть шкіру ретельніше.
- Випадіння волосся через 1–3 тижні — це ознака ефективної роботи приладу. Волосся випадає природним шляхом, коли фолікул втрачає активність.

Коли припинити використання

Негайно припиніть використання приладу, якщо з'явилися:

- сильний біль;
- опік;
- пухирці;
- виражене почервоніння;
- набряк;
- потемніння або освітлення шкіри;
- сильний свербіж;
- біль в очах;
- світлобоязнь;
- погіршення зору.

10 Очищення та зберігання

Після завершення процедури:

1. Вимкніть прилад.
2. Від'єднайте адаптер від розетки.
3. Дайте приладу охолонути протягом 5–10 хвилин.
4. Протріть корпус і світлове вікно м'якою сухою або злегка вологою серветкою.

5. Не використовуйте спирт, абразивні засоби або розчинники.

Умови зберігання:

- Зберігайте прилад у сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.
- Не зберігайте прилад у ванній кімнаті або приміщеннях із підвищеною вологістю.
- Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на прилад.
- Рекомендований температурний діапазон зберігання: від -10 °C до +50 °C.
- Не допускайте механічних ударів та падінь приладу.

11 **Гарантія та сервіс**

Гарантійний термін — 36 місяців (3 роки) з дати придбання.

Гарантія поширюється на заводські дефекти приладу за умови правильного використання відповідно до інструкції.

Гарантія не поширюється на:

- механічні пошкодження (включно з падіннями та ударами);

- неправильне використання;
- використання з невідповідною напругою;
- самостійний ремонт або втручання в конструкцію приладу;
- пошкодження, спричинені вологою, тваринами, комахами або сторонніми предметами;
- комерційне використання приладу;
- природне зношення світлового вікна в процесі експлуатації.

Якщо в Вас є будь-які питання по роботі приладу, або раптом щось не виходить скоріше дзвони або пишіть нам у:



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія